
KERN 346-87

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Block, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	346-87
Modell-Reihe	T3x6-8
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761361799
Vorgängermodell	346-87-2.019a; 346-87-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	IN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	500 mg
Gehäuse Aluminium	346-070-600

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	193×95×108 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.100
Volumen (cm³)	1.408,4507

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×110×120 mm
Bruttogewicht	11 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	100 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-644

Funktionen

Standard

KERN 346-87

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Block, Gusseisen lackiert



Option

