# KERN 317-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 317-06 |
| Modell-Reihe | 317 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML E2 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761474949 |
| Vorgängermodell | 317-6-2.020a; 317-6-2.022i |
| Geplanter Starttermin | 2022-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 50 g |
| Toleranz (OIML) | 0,1 mg |
| Gehäuse Aluminium | 317-060-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 317-060-400 |
| Gehäuse Holz | 317-060-100 |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Nominalwert | 50 g |
| OIML-Klasse | E2 |
| OIML-konform | Yes |
| Toleranz (OIML) | 0,1 mg |
| Dichte (kg/m³) | 7.950 |
| Volumen (cm³) | 6,25 |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 18×18×28 mm |
| Bruttogewicht | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-336 |

## Funktionen

| |
|---|
| Standard |

# KERN 317-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS