KERN ORA 1RE

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORA 1RE
Modell-Reihe	ORA-E
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761159907
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Refractive index
Skala Bereich	1,333 nD - 1,405 nD 1,405 nD - 1,468 nD 1,468 nD - 1,517 nD

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	200×40×40 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Lichtbrechung;Totalreflexion
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C
Ablesung	0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×200×65 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,95 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	833,85 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	89,9632 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,853 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierung	961-290

Funktionen

Standard



Option

