
KERN 318-03

Milligrammgewicht, E2, 5 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	318-03
Modell-Reihe	T318-A
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761240421
Vorgängermodell	318-3-2.019a
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	5 mg
Toleranz (OIML)	0,006 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-600
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	6×6×3 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Dichte (kg/m³)	7.960
Volumen (cm³)	0,0019

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×3 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-353

Funktionen

Standard

KERN 318-03

Milligrammgewicht, E2, 5 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Option

