KERN MFB 150K100

Balance d'analyse corporelle design pour la détermination du poids, de la masse graisseuse, de la masse d'eau, de la masse musculaire, de la masse osseuse, de l'IMC, du taux métabolique de base et du taux métabolique actif



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MFB 150K100
Model-Serie	MGE
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personnes
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Élément de la liste des pièces commerciales;Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761202108
Modèle prédécesseur	MFB 150K100-2.017a
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Capacité de pesage	182 kg
Lisibilité	0,1 kg
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×300×25 mm

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Glas
Surface de pesée (d)	300×300 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	300×300 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	300×300×25 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	35 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	2xCR2.032
Temps de fonctionnement	100 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement impossible
Linéarité	± 0,5 kg
Lisibilité	0,1 kg
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg;lb
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	330×330×60 mm
Poids brut	2,0 kg
Poids net	1,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3091
Composant de l'emballage - en poids - papier	39 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	450 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	7 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard

