KERN TGC 150-2

Präzisions-Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	TGC 150-2
Modell-Reihe	TGC
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Taschenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Handelsstückliste nelement;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761217522
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägekapazität	150 g
Ablesbarkeit	0,01 g

Technische Daten - Konstruktion	
Material des Gehäuses	Kunststoff
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	100×130×18 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (d)	81 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	12 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	2xCR2.032
Betriebszeit	8,75 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,3 g
Wägekapazität	150 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (M2); 100 g (M2)
Reproduzierbarkeit	0,2 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	150 g
Anwärmzeit	30 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Ct;dwt;g;gn;oz;ozt
Karat - maximale Kapazität	750 ct
Karat - Ablesung	0,05 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	90 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit	80 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	142×195×30 mm
Bruttogewicht	0,25 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	6 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	350 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	12 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

