
KERN 308-01

Milligrammgewicht, E1, 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	308-01
Modell-Reihe	308
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761253421
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg
Toleranz (OIML)	0,003 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-400
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 mg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,003 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	0,0001

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	499 mg
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-251

Funktionen

Standard

KERN 308-01

Milligrammgewicht, E1, 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS