KERN 362-96

Gewichtssatz, M3, 1 g - 1 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert (= 100 g), Knopfform (= 50 g, = 500 g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	362-96
Modell-Reihe	362
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761011823
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 1 kg
Gehäuse Holz	362-960-300
Gewichtsset Koffer	Im Holzblock

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Gusseisen lackiert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	13
Art des Gehäuses	Im Holzblock

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 g - 1 kg
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×95×50 mm
Bruttogewicht	2,8 kg
Nettogewicht	2,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichung möglich	No

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-619

Funktionen

Standard

KERN 362-96

Gewichtssatz, M3, 1 g - 1 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert (= 100 g), Knopfform (= 50 g, = 500 g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock

1 DAY

Option

DAkkS